

codziennie	<ul style="list-style-type: none"><li>• kontrolowanie filtra i płukanie go pod bieżącą wodą w razie konieczności</li></ul>
doraźnie	<ul style="list-style-type: none"><li>• kontrola poziomu soli zmiękczonej wodę i uzupełnienie w razie konieczności</li><li>• mycie powierzchni zewnętrznych przy użyciu delikatnych detergentów</li><li>• mycie ramion myjących pod bieżącą wodą</li></ul>
wymiana filtru powietrza HEPA	<ul style="list-style-type: none"><li>• przed odbyciem 750 cykli</li></ul>
wymiana roztworu myjącego HIP	<ul style="list-style-type: none"><li>• C51 WD – pojemnik 1,9 L - wystarczy na 30 cykli</li><li>• M2 - pojemnik 3,8L - wystarczy na 25-30 cykli</li></ul>