

Statmatic

Statmatic to automatyczny system efektywnego czyszczenia i konserwowania od jednej do trzech końcówek stomatologicznych jednocześnie. Poddane właściwej ochronie będą mogły służyć dłużej i zaoszczędzić czas oraz pieniądze.

Statmatic to najszybszy i najlepszy sposób, w jaki można **zadbać o drogie końcówki stomatologiczne i wydłużyć ich okres użytkowania**. W prosty, efektywny i powtarzalny sposób dba o trzy wybrane końcówki stomatologiczne i ich mechaniczne nasadki. Statmatic optymalizuje procedury pracy w gabinecie stomatologicznym i w kilka sekund po użyciu końcówki są odpowiednio wyczyszczone i zakonserwowane przed czekającą je sterylizacją.

Urządzenie wykonane jest z **najwyższej jakości stali nierdzewnej**, co pozwala na długoletnie jego wykorzystanie. SciCan udziela na nie **10 - letniej gwarancji**. Wydajność, bezusterkowość i wydłużenie żywotności końcówek stomatologicznych to ogromne atuty, które sprawiają, że urządzenie zarabia samo na siebie.

Sposób działania Statmatica jest bardzo **prosty**- otwierasz drzwiczki, zaczepiasz jedną, dwie lub trzy końcówki, zamykasz drzwiczki i naciskasz przycisk „start”. Statmatic zaczyna działać - czyści i konserwuje każdą końcówkę, jedną po drugiej, każdą w 15 sekund. System zapewnia, że każde narzędzie otrzymało właściwą ilość konserwantu. Ta precyzyjnie odmierzona doza mieszanki surfaktantu, oleju, propellanu jest podawana w postaci piany, która aktywnie oczyszcza wszystkie elementy końcówki. Nadmiar oleju jest usuwany poprzez stały dopływ strumienia powietrza. W rezultacie narzędzia są **idealnie przygotowane do sterylizacji**.

Z **systemem ochrony końcówek stomatologicznych CM Care** zanieczyszczenia są usuwane bezpiecznie. Możemy być pewni, że z nasadki w sposób bezpieczny i prosty zostały pozbawione zabrudzeń. CM Care jest łatwy w zastosowaniu – umieszczamy końcówki w urządzeniu, naciskamy przycisk i po kilku minutach mamy perfekcyjnie wyczyszczone końcówki stomatologiczne. CM Care wydłuża żywotność mechanizmów końcówek stomatologicznych.

Środek konserwujący jest w spray-u, a jego wymiana jest tak prosta jak cała obsługa urządzenia. Ponadto jest bezpieczna i wygodna – wyciągamy zużyty pojemnik ze spray-em, wymieniamy go na nowy, a pierścień podtrzymujący sam wraca na swoje miejsce przytrzymując pojemnik we właściwym miejscu.

Rozmiary Statmatic (szer 28,5 cm/ dł 19 cm / wys 40 cm) oraz łatwość przenoszenia (waga jedynie 8,6 kg) sprawiają, że zawsze znajdzie się dla niego miejsce, a pasuje niemal wszędzie. Wytwarza on własne, skompresowane powietrze, a więc można go podłączyć w dowolnym miejscu.

Każde narzędzie powinno być zabezpieczone zanim zostanie poddane procesowi sterylizacji. **Połączenie działania Statmatic i Statim-u**, najszybszego autoklawu na świecie, razem tworzą doskonale rozwiązanie w zakresie zarządzania czasem i efektywnością w gabinecie stomatologicznym. Te dwa urządzenia firmy SciCan to najprostszy i najdelikatniejszy dla końcówek stomatologicznych sposób czyszczenia, zabezpieczenia i sterylizacji. Nie jest istotne, czy są to turbiny Statis, końcówki stomatologiczne, kątnice czy inne dostępne narzędzia. Trzy końcówki stomatologiczne mogą być **wyczyszczone w 45 sekund** (Statimatic) i **wysterylizowane w 6 minut** (Statim).

Specyfikacja

rozmiary	waga	gniazdko elektryczne	poziom hałasu	ciśnienie powietrza
285 – 190 – 400 mm	8,6 kg	100-230 V 50 / 60 Hz max. 30 VA	60 dB	4-6 bar

Podsumowanie zalet Statmatic

- **automatycznie czyści i zabezpiecza od jednej do trzech końcówek stomatologicznych i potrzebuje jedynie 15 sekund na każdą z nich,**
- **unikalny system ochrony końcówek stomatologicznych i ich elementów (CM Care),**
- **chemicznie i fizycznie czyści przy użyciu bezpiecznego dla nich środka w postaci piany,**
- **optymalnie pokrywa całą końcówkę stomatologiczną substancją konserwującą,**
- **usuwa nadmiar środka konserwującego za pomocą skompresowanego powietrza,**
- **łatwa wymiana spray-u,**
- **10 lat gwarancji od firmy SciCan.**