

## Różnice w autoklawach kasetowych Statim 2000S – Statim 5000S

	<b>Autoklaw kasetowy Statim 2000S</b>	<b>Autoklaw kasetowy Statim 5000S</b>
<b>Rozmiary urządzenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• waga: 21 kg</li> <li>• wysokość: 15 cm</li> <li>• głębokość: 48,5 cm</li>   <li>• szerokość: 41,5 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• waga: 33 kg</li> <li>• wysokość: 19 cm</li> <li>• głębokość: 55 cm</li>   <li>• szerokość: 41,5 cm</li> </ul>
<b>Rozmiary kasety</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pojemność: 1,8 L</li> <li>• wysokość kasety: 4 cm</li> <li>• szerokość kasety: 18 cm</li>   <li>• długość kasety: 28 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pojemność: 5,1 L</li> <li>• wysokość kasety: 7,5 cm</li> <li>• szerokość kasety: 18 cm</li>   <li>• długość kasety: 38 cm</li> </ul>
<b>Kaseta Endo</b>	Nie występuje w modelu Statim 2000S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wysokość kasety: 7,5 cm</li> <li>• szerokość kasety: 18 cm</li> <li>• <b>długość kasety: 49 cm</b></li> </ul> <p>przeznaczenie:</p> <p style="padding-left: 20px;">endoskopy</p> <p style="padding-left: 20px;">laparoskopy</p> <p style="padding-left: 20px;">otoskopy</p> <p style="padding-left: 20px;">arthroskopy</p>
<b>Zapis, dokumentowanie procesów</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• brak drukarki wewnętrznej - zintegrowanej</li> <li>• Data Logger (trwałość zapisu nieograniczona)</li>   <li>• możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• drukarka wewnętrzna-zintegrowana (papier termiczny- trwałość 5 lat)</li>   <li>• możliwość podłączenia Data Logger</li> </ul>

<b>Czas sterylizacji ( w minutach)</b>		np.  <ul style="list-style-type: none"> <li>instrumenty lite niezapakowane- 6:45</li> <li>instrumenty z otworami niezapakowane- 8:45</li> </ul>	np.  <ul style="list-style-type: none"> <li>instrumenty lite niezapakowane- 9:45</li> <li>instrumenty z otworami niezapakowane- 11:05</li> </ul>
<b>Pojemność kasety standardowej w zakresie pojemności kasetek SysTM</b>	<b>TM-1</b>	max. ilość kaset- 6	max. ilość kaset- 10
	<b>TM-2</b>	max. ilość kaset- 4	max. ilość kaset- 8
	<b>TM-3</b>	max. ilość kaset- 4	max. ilość kaset- 8
	<b>TM- 4B</b>	max. ilość kaset- 1	max. ilość kaset-2
<b>Cena</b>		Cena urządzenia Statim 5000S jest wyższa od Statim 2000S o 25%..	