

## Destylarka AQUASTAT

Destylarka Aquastat to źródło czystej wody, która **chroni autoklaw**. Czysta woda z destylarki pozwala zapomnieć o kupnie drogiej wody butelkowanej i ryzyku uszkodzenia sprzętu.

Opatentowana technologia **szybkiego odparowania i kondensacji wody** gwarantuje uzyskanie idealnej czystej wody destylowanej, która jest niezbędna w wysokiej jakości procesie sterylizacji. Aquastat oczyszcza wodę niezależnie od źródła, jej pH czy zawartych w niej substancji mineralnych. Odparowanie wody powoduje **zniszczenie 99% zawartych w niej mikroorganizmów**. Efektywnie usunie ołów, cynk, aluminium, arsen, żelazo, azotan, herbicydy, pestycydy i inne, a rezultatem jest woda tak czysta, że można ją pić!

Urządzenie nie tylko daje pewność oczyszczonej wody za każdym razem, ale również jest **energooszczędne**, a proces destylacji jest szybki. Aquastat oczyszcza **3,78 litrów wody w ciągu 4 godzin i 25 minut** przy niskim zużyciu prądu.

Destylarka jest prosta w obsłudze, kompaktowa i ma nowoczesny design, który pasuje do wyposażenia każdego gabinetu. Dzięki ruchomej komorze parowania łatwo się ją oczyszcza i napełnia wodą.

Nowoczesne, wydajne, niezastąpione urządzenie, które wystarczy po prostu włączyć,

### Szybkie parowanie – Kondensacja – Woda destylowana

waga: 4.5 kg

rozmiary: 40.6 x 24.5 x 38.4 cm

