

Staim 2000 i Statim 5000 – kasety i ich pojemność

Używanie kaset to efektywny sposób na przenoszenie narzędzi do myjek, dezynfektorów czy autoklawów. Pozwalają na utrzymanie narzędzi w porządku i chronią je przed uszkodzeniami. Kasety sys TM są wyjątkowo zaprojektowane, a ich dziurkowana powierzchnia pozwala na doskonałe mycie, czyszczenie, suszenie w dezynfektorach i sterylizację. Wykonane są z [najwyższej jakości stali nierdzewnej](#) i mają 4 lata gwarancji od producenta na wszystkie elementy ruchowe i [wieczystą gwarancję](#) na brak korozji.

Numer i wymiary kasety (w mm)	Pojemność narzędzi	Statim 2000 max. ilość kaset	Statim 5000 max. ilość kaset
TM-1 64 / 178 / 13	7 (narzędzia stomatologiczne do badania)	6	10
TM-2 64 / 178 / 25	1-2 końcówki stomatologiczne	4	8
TM-3 114 / 178 / 13	10-12	4	8
TM-4B 267 / 165 / 25	14 (większe urządzenia, zestawy chirurgiczne)	1	2