

Końcówki stomatologiczne STATIS

Przy projektowaniu końcówek stomatologicznych Statist wykorzystano doświadczenie, sukcesy i porażki wiodących producentów instrumentów stomatologicznych na świecie. Dzięki doświadczonej kadrze inżynierów powstały końcówki, które zaskakują parametrami technicznymi, ergonomią i kulturą pracy. O wygląd zewnętrzny zatroszczyło się znane na całym świecie Porsche Design Studio nadając instrumentom unikatowy wygląd. Dodatkowo charakteryzują się trwałością, niezawodnością i wytrzymałością na wielokrotne cykle sterylizacji. Ich okres gwarancji obejmuje trzy lata.

Dlaczego warto wybrać Statist?

- 2 PUNKTY ŚWIETLNE – 25 000 lux oświetla pole preparacji z niezwykłą precyzją; dla wyeliminowania cieni zastosowano dwa światłowody,
- WYDŁUŻONA GWARANCJA – 3-letnia gwarancja na końcówki; końcówka Status 1.5L objęta jest 2-letnią gwarancją,
- SUPER CHWYT – siła utrzymania zacisku wiertła 32N,
- DOSKONAŁE CHŁODZENIE - 3 punkty spray-u, chłodzące wiertło i pole preparacji,
- MAŁE DRGANIA – nowatorska konstrukcja łożysk pozwala na bezwibracyjną i cichą pracę końcówek,
- BEZPIECZNA STERYLIZACJA – wszystkie kątnice i prostnice mogą być sterylizowane do 135°C i poddane termodezynfekcji do 93°C (pH 10),
- JEDEN STANDARD-INTRA – wszystkie kątnice i prostnice pasują do mikrosilników innych producentów spełniających normę ISO 3964,
- MADE IN GERMANY - najwyższej jakości materiały i najwyższe standardy produkcji, projekt Porsche Design Studio.