

OPTIM 33TB – PODSTAWOWE INFORMACJE

OPTIM 33TB to **środek do mycia i dezynfekcji** powierzchni przeznaczony do produktów medycznych, który został przygotowany zgodnie z formułą AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide - przyspieszone uwalnianie nadtlenu wodoru), która jest rewolucyjną i opatentowaną na świecie technologią dezynfekcji.

W odróżnieniu od innych środków dezynfekujących skład OPTIM 33TB nie jest oparty na fenolu, alkoholach, aldehydach, chloranach czy 4-rzędowych związkach amonowych. Jego aktywnym składnikiem jest nadtlenek wodoru w stężeniu jedynie 0.5%. AHP w połączeniu z niskim stężeniem nadtlenu wodoru, z innymi powszechnie używanymi i bezpiecznymi składnikami oraz formułą synergicznego połączenia dają wyjątkowe efekty. OPTIM 33TB to środek bakteriobójczy i myjący w jednym.

OPTIM 33TB pozwala zachować kontrolę nad infekcjami tam, gdzie jest stosowany.

- Daje lepsze **efekty** niż inne środki dezynfekujące.

Najważniejszym krokiem w procesie dekontaminacji jest właściwe mycie i czyszczenie. Dzięki synergicznemu połączeniu powszechnie stosowanych i bezpiecznych składników, OPTIM 33TB jest nie tylko skutecznym środkiem dezynfekującym, ale również wyjątkowym środkiem myjącym. Myje i dezynfekuje jednocześnie.

- Jest **szybszy** od innych środków dezynfekujących.

OPTIM 33TB posiada szerokie spektrum działania (włączając wirus Polio w ciągu 1 minuty). Ponad to, OPTIM nie wyparowuje tak szybko jak inne środki oparte na alkoholu. Połączenie krótkiego czasu, u po którym następuje działanie i faktu, że powierzchnia pozostaje mokra w ciągu zalecanego czasu dają pewność działania.

- Jest **bezpieczniejszy** od innych środków.

OPTIM nie zawiera i nie wywołuje podrażnień oczu ani skóry (zgodnie z kryteriami OECD). Nie należy do substancji łatwopalnych i jest pozbawiony zapachu.

- Bezpieczny dla środowiska naturalnego

AHP jest substancją **biodegradowalną**.

OPTIM 33 TB dostępny jest pod postacią:

- płynu - opakowania 1 L i 4 L oraz 1 L ze spray-em. (4L butle pakowane są po 4 sztuki, 1L butle pakowane są po 12 sztuk, trwałość: 2 lata)),
- nasączonych chusteczek (opakowanie zawiera 160 chusteczek, wymiary chusteczki 17.1 cm / 15.3 cm, pakowane po 12 sztuk, trwałość: 2 lata).

Dzięki wyjątkowemu rozwiązaniu z uwzględnieniem najwyższej jakości i unikalnym wzorowi splotu oraz jednolitemu rozmiarowi zagłębień mamy pewność, że płyn pozostaje na powierzchni i nie jest wchłaniany przez chusteczkę.

Chusteczki OPTIM 33TB:

- dają pewność, że płyn pozostał na powierzchni,
- chusteczki pozostają mokre i nie wysychają,
- są trwałe, mocne i nie pozostawiają włókien,
- czyszczą i dezynfekują duże powierzchnie przy niewielkim ich zużyciu,
- zapewniają ekonomiczne wykorzystanie.

OPTIM 33 TB - Testy mikrobiologiczne

spektrum działania	certyfiakat	czas działania
<i>Działanie wisusobójcze</i> Poliovirus typ1, Adenovirus typ5, Bovine Parvovirus	EN 14476	1 minuta
<i>Działanie bakteriobójcze</i> Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudonomas aeruginosa	EN 13727	1 minuta
<i>Działanie prątkobójcze</i> M.avium M.terrae M.tuberculosis	EN 14348	1 minuta 5 minut
<i>Działanie grzybobójcze</i> Candida albicans	EN 13624	